



Eenvoudige stappen voor het gebruik van de dermaroller

Het gebruik van de dermaroller is heel eenvoudig en vereist geen speciale producten of voorbereiding. Een dermarolling behandeling wordt door zowel particulieren als salons en professionals uitgevoerd.

Gebruiksaanwijzing

1. Reinig je huid vooraf met een reinigingscrème en tonic.
2. Zorg ervoor dat de naalden gedesinfecteerd zijn door deze goed te reinigen met 80% alcohol.
3. Gebruik de dermaroller op de huid door van links naar rechts, van boven naar beneden en diagonaal te bewegen. Zorg ervoor dat je zelf druk uitoefent op het te behandelen gebied als de naald over de huid gaat en dat je de huid strak trekt tijdens het rollen.

Bij de behandeling van het gezicht; vermijd te veel druk rond de ogen, mondhoeken en jukbeenderen. Hier is de huid een stuk dunner en gevoeliger.

4. Breng het serum aan en laat het gedurende 10-15 minuten intrekken in uw huid. Daarna kunt u een crème aanbrengen of zelfs een gezichtsmasker.
5. Vergeet niet uw dermaroller te reinigen onder stromend water na elke behandeling.
6. Desinfecteer de dermaroller nogmaals met 80% alcohol en berg de dermaroller gesloten op.

De dermaroller 0.3mm kan 1 week na de behandeling met de 0.5/1.0/1.5mm worden gebruikt om de 3 dagen, dan om de 2 dagen en dan dagelijks voor onderhoud.

Gebruik zonbescherming SPF 30 gedurende 2 weken na de behandeling en vermijdt zwembad/sauna gedurende 2 dagen en zon/zonnebank gedurende 2 weken.

Hoe vaak kan ik mijn dermaroller gebruiken?

0.3 mm: dagelijks of om de dag

0.5 mm: om de 3 weken

1.0 mm: om de 4-6 weken

1.5 mm: om de 6 weken

2.0 mm: om de 8 weken

De dermaroller gaat bij frequent gebruik ongeveer 4-6 maanden mee. De naaldjes worden na verloop van gebruik minder scherp.

Voor meer informatie over de verschillende dermarollers, serums en resultaten verwijzen we je naar onze website: www.dermarolling.nl